

**SafetyWasteCaps para residuos HPLC**

Scat

SafetyWasteCaps para residuos HPLC

Recoja los desechos líquidos de manera segura para proteger la salud y el medio ambiente: SafetyWasteCaps bloquean los vapores de disolventes peligrosos y proporcionan una compensación de presión segura dentro del contenedor de residuos. Gracias a sus materiales de alta calidad, las tapas son químicamente resistentes incluso a los disolventes orgánicos agresivos.

- El filtro de escape (A) atrapa los vapores de disolvente que se escapan (B)
- El carbón activo (C) proporciona una superficie filtrante activa de 1.200m²/g - optimizada para los vapores de disolventes
- Prefiltro (D) para optimizar el flujo de aire
- El filtro posterior (E) proporciona un recinto seguro y mantiene el filtro limpio
- Los tubos y capilares permanecen fijos de forma segura (F)
- No hay tubos retorcidos, la tapa giratoria permite un fácil intercambio de envases (G)
- El cuerpo (H) está hecho de PTFE de grado médico, seguro para los alimentos, conforme a la FDA
- Tapón de rosca (G) de PPS, autoclavable / esterilizable hasta 200 °C
- El material de PTFE y PPS proporciona una excelente resistencia química y clasificación de inflamabilidad V-0 (UL-94)
- Sellos de FKM mejorados (I) para una máxima estanqueidad
- Mejoras en los accesorios de PFA (F)
- Ergonomía mejorada, construcción estable



Otros tamaños y configuraciones de rosca están disponibles bajo pedido. Los conectores para las conexiones capilares/tubos están incluidos en la entrega. Elija un tamaño de filtro y pida su filtro de escape por separado (véase el capítulo "Filtros de escape para SafetyWasteCaps").



Code	Description	Packaging
LLG04005583	Safety Waste Cap S51, 2x3.2mm OD, 1x6.4	1 pz.
LLG04005584	Safety Waste Cap S55, 2x3.2mm OD, 1x6.4	1 pz.
LLG04005585	Safety Waste Cap S71, 2x3.2mm OD, 1x6.4	1 pz.
LLG09139868	Safety Waste Cap S 60 / 612x2.3/3.2mm O	1 pz.
LLG09139870	Safety Waste Cap S 90 / 914x2.3/3.2mm O	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

