



Adaptadores de rosca para SafetyCaps / SafetyWasteCaps, rosca hembra / macho

Scat

Adaptadores de rosca para SafetyCaps / SafetyWasteCaps, rosca hembra / macho

Utilice SafetyCaps y SafetyWasteCaps también para botellas con rosca GL40 o GL38. Otros adaptadores en diferentes tamaños de rosca están disponibles bajo pedido.



Code	Description	Packaging
LLG09139882	Thread adapter, PTFEGL45 - GL38	1 pz.
LLG09139883	Thread adapter, PTFEGL45 - GL40	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

