

**Máscara plegable con filtro de partículas silv-Air 5110, 5210, 5310****WTW****Máscara plegable con filtro de partículas silv-Air 5110, 5210, 5310**

Estas clases de filtros son requisitos mínimos y sirven simplemente de guía. Es responsabilidad del que los usa el asegurarse de que el aparato de respiración cumple los requisitos en cuanto a materiales peligrosos y concentración antes del uso!

FFP 1: para partículas que no son tóxicas ni están asociadas a la fibrosis. Para protección de hasta 4 veces el correspondiente valor límite

FFP2: para partículas peligrosas, vapor y humo; filtros para partículas sólidas y líquidas con un nivel medio de filtrado. Para protección de hasta 10 veces el correspondiente valor límite

FFP 3: para partículas peligrosas, vapor y humo; filtros para partículas sólidas y líquidas con un nivel alto de filtrado. Para protección de hasta 30 veces el correspondiente valor límite

Etiquetado R: Se ha verificado la capacidad de reutilización de la máscara y tiene las propiedades requeridas para poderse usar en un segundo turno de trabajo.

NR: no reutilizable

Etiquetado D: La máscara se ha sometido a una prueba adicional de polvo de dolomitas y por tanto es eficaz en atmósferas extremadamente polvorosas y durante largos periodos de uso.



- Máscara plegable con filtro de partículas y válvula de exhalación
- Empaquetadas individualmente
- Color: blanco
- También disponibles sin válvula de exhalación
- Máscara facial FFP1 certificada según EN 149 y la Directiva de la UE 89/686/CEE
- Etiqueta D (prueba de polvo de dolomita superada): máxima transpirabilidad incluso con niveles de polvo muy altos
- No se pueden reutilizar
- Pinza nasal flexible y ajustable
- El labio de sellado suave garantiza una posición segura y cómoda de



la mascarilla

- Bordes de material suaves para una mayor comodidad de uso
- Banda ajustable para la cabeza que ofrece un manejo fácil y un ajuste cómodo

Code	Description	Packaging
LLG04664620	Respirators silv-Air 5110 FFP 1, with va	15 pz.
LLG04664621	Respirators silv-Air 5210 FFP 2, with va	15 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

