

**Estación de emergencia para el lavado de ojos, montaje en pared****B-SAFETY****Estación de emergencia para el lavado de ojos, montaje en pared**

Una estación montada en la pared a prueba de polvo que contiene una botella de 200 ml de solución tampón de fosfato estéril y una botella de 500 ml de solución estéril de cloruro de sodio con instrucciones y un espejo o estación de emergencia para lavado de ojos DUO con una botella de 500 ml de solución tampón de fosfato estéril y una botella de 1000 ml de solución estéril de cloruro de sodio. Especialmente adecuado para los lugares de trabajo donde se requiere un enjuague in situ, los lugares de trabajo más pequeños. Frascos según la norma DIN EN 15154-4.

Dimensiones de la estación para lavado de ojos (An x L x Alt):

Dimensiones de la estación para lavado de ojos DUO (An x L x Alt): 227 x 110 x 265 mm

250 x 115 x 355 mm

Vida útil: 3 años

Tiempo de lavado: aprox. 7 minutos



Code	Description	Packaging
LLG06253311	Eye emergency station DUOfor both eyes,	1 pz.
LLG09733787	Eye wash stationin wall box	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

