

**Disparador pigmentario, acero inoxidable V4A (1.4404)****Bürkle****Disparador pigmentario, acero inoxidable V4A (1.4404)**

Para pigmentos, pastas y materiales de agitación aglomerantes.

- Para productos que se adhieren ligeramente con ranura semiabierta 50%
- Para productos poco adherentes con ranura abierta un cuarto 25%



Code	Description	Packaging
LLG09303710	Pigment lance 145 mlength 300 mm, dia.	1 pz.
LLG09303711	Pigment lance 85 mlength 300 mm, dia.	1 pz.
LLG09303712	Pigment lance 312 mlength 600 mm, dia.	1 pz.
LLG09303713	Pigment lance 179 mlength 600 mm, dia.	1 pz.
LLG09303714	Pigment lance 480 mlength 900 mm, dia.	1 pz.
LLG09303715	Pigment lance 273 mlength 900 mm, dia.	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

