



Unidades de control bioMIXcontrol / bioMIXcontrol S para accionamientos de agitación bioMIXdrive

Las potentes unidades de control se caracterizan por:

- Carcasa de acero inoxidable totalmente encapsulada y sellada, a prueba de agua, polvo y gérmenes
- SoftStart para una captura/centrado fiable y una aceleración segura de la varilla de agitación con diferentes volúmenes y viscosidades
- Agitación sin golpes incluso a bajas velocidades
- QuickSet para un ajuste rápido de la velocidad de inicio y máxima
- Función QuickStop contra el funcionamiento posterior y la rotura de vidrio, almacenamiento del último estado de funcionamiento al apagar
- Pantalla digital para el ajuste de la velocidad
- Construcción y rendimiento extremadamente robustos
- Fácil de limpiar y máxima resistencia
- 3 años de garantía
- Fabricadas en Alemania

Ajuste de potencia (10 pasos) para una alta potencia con respecto a cantidades de agitación grandes y viscosas y potencia reducida para el funcionamiento continuo sin calentamiento de los accionamientos de agitación bioMIXdrive 1, 2, 3 o 4. El modelo bioMIXcontrol S también es apilable.

Especificaciones

Velocidad: 5 ... 250 rpm

Potencia de agitación: 40 W

Ajuste de potencia: 10 ... 100 % (10 pasos)

Peso: aprox. 1,3 kg



Code	Description	Packaging
LLG09645951	Control unit bioMIXcontrol5-250 rpm, 10	1 pz.
LLG09645981	Control unit bioMixcontrol Sstapable	1 pz.
LLG09645982	Control unit bioMixcontrol 4MSfor bioMI	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

