

**Soporte para pipetas, vertical, PP****Isolab****Soporte para pipetas, vertical, PP**

El carrusel de pipetas se puede girar 360° y puede contener hasta 94 pipetas. Las pipetas se colocan verticalmente en el soporte. La placa base tiene un borde elevado que atrapa los líquidos que gotean.



Code	Description	Packaging
LLG09273895	Pipette standPP, vertical, 94 places	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

