

**Embudo LLG, vidrio de borosilicato 3.3****LLG Labware****Embudo LLG, vidrio de borosilicato 3.3**

Con vástago corto. Con un ángulo de cono de 60° ofrece un ajuste óptimo para todos los tamaños de filtro. Ideal para el llenado fácil de botellas de laboratorio y la filtración de líquidos. Alta temperatura y resistencia química.



Code	Description	Packaging
LLG09251200	LLG-Funnel 40 mm dia.borosilicate glass	1 pz
LLG09251201	LLG-Funnel 60 mm dia.borosilicate glass	1 pz
LLG09251202	LLG-Funnel 80 mm dia.borosilicate glass	1 pz
LLG09251203	LLG-Funnel 100 mm dia.borosilicate glas	1 pz
LLG09251204	LLG-Funnel 125 mm dia.borosilicate glas	1 pz
LLG09251205	LLG-Funnel 150 mm dia.borosilicate glas	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

