

**Bomba para barril GLP 25****Grün-Pumpen****Bomba para barril GLP 25**

Varios medios como ácidos y bases de baja concentración, tintes, emulsiones, dispersiones y líquidos de baja viscosidad pueden ser dosificados sin ningún problema. Los materiales que entran en contacto con el líquido son PP, acero inoxidable y Viton®. Por lo tanto, la bomba es adicionalmente resistente a los medios contra líquidos agresivos. El eje de transmisión está hecho de acero inoxidable. Velocidades de suministro de 1 a 20 l/min ajustables. El juego de bomba se suministra con: motor, unidad de bomba, PP, tubo de entrada de diámetro 3/4" (longitud 500, 700 o 1000mm), tubo de descarga de PP, de 250mm de longitud y adaptador para cuellos de bidón de 40 a 58mm.



Code	Description	Packaging
LLG09001410	Barrel pump Set GLP25length 500 mm, 0 -	1 pz
LLG09001411	Barrel pump Set GLP25length 700 mm, 0 -	1 pz
LLG09001412	Barrel pump Set GLP25length 1000 mm, 0	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

