




## Estuches para portaobjetos LLG

LLG Labware

### Estuches para portaobjetos LLG

Fabricados en polipropileno de alta densidad, para el envío, almacenamiento o tinción de portaobjetos. Los estuches planos pueden contener 1, 2, 3 o 5 portaobjetos estándar (hasta 76 mm x 26 mm) de forma segura.

- Ligeros y planos
- Con área de marcado y "Top" impreso en la superficie superior
- Con broches de presión grandes y fáciles de asegurar
- Los canales ranurados dentro del sobre mantienen las diapositivas separadas de forma segura



Code	Description	Packaging
LLG09161291	LLG-Slide mailer, high density PPfor/10	10 pz
LLG09161292	LLG-Slide mailer, high density PPfor/10	10 pz
LLG09161293	LLG-Slide mailer, high density PPfor/10	10 pz
LLG09161294	LLG-Slide mailer, high density PPfor/10	10 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

