

**Gafas de seguridad classic LLG****LLG Labware****Gafas de seguridad *classic* LLG**

- Homologación CE según EN166 y EN170
- Lentes laterales integrados con rejillas de ventilación, campo de visión de 180°
- Montura de material hipoalergénico testado
- Patillas ajustables en longitud e inclinación
- 100% protección UV (hasta 380nm)
- Peso: solo 34g



Code	Description	Packaging
LLG09006001	"LLG-Protection spectacle ""Classic""blu	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

