

**Lupas graduadas de precisión****Eschenbach****Lupas graduadas de precisión**

- Imagen sin distorsiones con una claridad milimétrica
- Enfoque preciso mediante anillo de enfoque de fácil agarre
- Se suministran con escala estándar, rango de medición 20mm, graduación 1/10mm, tamaño: diám. 23mm
- Carcasa de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Se suministran en una caja de plástico sólido con espacio para otras escalas

Unidad de iluminación LED para lupas de precisión.

- El mango aloja 2 pilas (no incluidas)



Code	Description	Packaging
LLG09151107	Measuring magnifiers,achromatic,23 mm d	1 pz
LLG09151108	Measuring magnifiers,achromatic,23 mm d	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

