



## Lupas graduadas de precisión

Eschenbach

### Lupas graduadas de precisión

- Imagen sin distorsiones con una claridad milimétrica
- Enfoque preciso mediante anillo de enfoque de fácil agarre
- Se suministran con escala estándar, rango de medición 20mm, graduación 1/10mm, tamaño: diám. 23mm
- Carcasa de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Se suministran en una caja de plástico sólido con espacio para otras escalas

Unidad de iluminación LED para lupas de precisión.

- El mango aloja 2 pilas (no incluidas)



Code	Description	Packaging
LLG09151107	Measuring magnifiers,achromatic,23 mm d	1 pz
LLG09151108	Measuring magnifiers,achromatic,23 mm d	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

