

**Unidad de eliminación con embudo de seguridad, HDPE, conductor electrostático**

Este set contiene un embudo de seguridad con válvula de bola y un contenedor ambos hechos de HDPE conductor electrostático para prevenir riesgos de ignición. El embudo de seguridad con válvula esférica se cierra automáticamente después de la eliminación del líquido. El flotador de control de nivel incorporado da una advertencia a tiempo para evitar el sobrellenado del contenedor. El tamiz extraíble recoge los agitadores magnéticos y las sustancias sólidas durante la descarga del líquido.

- HDPE químicamente resistente, conductor electrostático
- Se suministra con un cable de conexión a tierra
- Con un tamiz extraíble para facilitar la limpieza
- Diámetro del embudo: 180 mm
- Protección contra salpicaduras para una descarga segura
- La lanza de seguridad asegura un flujo de salida limpio sin contaminar la apertura del contenedor, Longitud de la lanza: 200 mm
- Contenedor con capacidad de 10L o 20L
- Con flotador de control de nivel para evitar el sobrellenado





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

