

**SafetyWasteCaps con control mecánico del nivel de llenado****Scat****SafetyWasteCaps con control mecánico del nivel de llenado**

El flotador rojo avisa puntualmente del sobrellenado del recipiente.

Especialmente adecuado para recipientes opacos, en los cuales el nivel de llenado no se puede ver por fuera.

-Tecnología S.C.A.T. garantizada de SafetyWasteCaps

-Diferentes diámetros de rosca

-Conexiones para capilares y tubos

-Embudo de seguridad

-Control mecánico del nivel de llenado

-Con conexión para filtros de escape S.C.A.T.

Elija un tamaño de filtro y pida su filtro de escape por separado (véase el capítulo "Filtros de escape para SafetyWasteCaps").

Otros tamaños de rosca están disponibles a petición.



Code	Description	Packaging
LLG04005612	Safety Waste Cap S55 with mechanical le	1 pz.
LLG04005616	Safety Waste Cap S90 with mechanical le	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

