



## Cajas de almacenamiento de equipos de seguridad SecuBox Mini/Midi/Maxi

### Cajas de almacenamiento de equipos de seguridad SecuBox Mini/Midi/Maxi

Contenedores de almacenamiento ideales para el equipo sanitario y de seguridad industrial en el lugar de trabajo. Etiquetados con el símbolo internacional, cumplen con las normas DIN EN ISO 7010. Fáciles de montar en las paredes o en las superficies de trabajo. Seguridad: El equipo sanitario y de seguridad industrial está disponible dondequiera que se necesite. Limpieza: El equipo sanitario y de seguridad industrial está protegido de la suciedad, el polvo y las salpicaduras.

#### Dimensiones (exteriores / interiores):

Mini: 23,6 x 12,0 x 12,0 cm / 23,0 x 11,2 x 11,2 cm

Midi: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm / 23,0 x 21,8 x 11,8 cm

Maxi: 23,6 x 31,5 x 20,0 cm / 23,0 x 29,9 x 19,2 cm



Code	Description	Packaging
LLG09005500	"Secu Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmbblue ""e	1 pz
LLG09005501	Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmtranspar	1 pz
LLG09005502	"Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmbblue ""e	1 pz
LLG09005503	Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmtranspar	1 pz
LLG09005504	"Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmbblue ""e	1 pz
LLG09005505	Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmtranspar	1 pz
LLG09005506	"Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmbblue ""m	1 pz
LLG09005507	Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmtranspar	1 pz
LLG09005508	"Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmbblue ""p	1 pz
LLG09005509	Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmtranspar	1 pz
LLG09005511	"SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmbblue ""pro	1 pz
LLG09005512	SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmtransparen	1 pz
LLG09005513	"SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmbblue ""hai	1 pz
LLG09005514	SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmtransparen	1 pz
LLG09005515	"SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmbblue ""pro	1 pz
LLG09005516	SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmtransparen	1 pz
LLG09005517	Secu box Midi4, 23,6x22,5x12,5cm blue/1	1 pz.
LLG09005518	"SecuBox Mini 23,6x12x12cm blue ""hair /	1 pz.
LLG09005519	Secu Box Mini 23,6x12x12cm transparen/1	1 pz.
LLG09005520	"SECU box mini 23,6x12x12cm blue ""eye /	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09005521	Secu Box Mini, 23,6x12x12 cm transpar/1	1 pz.
LLG09005522	"Secu-Box Mini blue ""ear protection""/1	1 pz.
LLG09005523	"Secu-Box Mini transparent ""ear-protec/	1 pz.
LLG09005524	"Secu-Box Mini blue ""Eye/ear protectio/	1 pz.
LLG09005525	"Secu-Box Mini transparent ""eye/ear pr/	1 pz.
LLG09005526	"Secu-Box Mini blue ""mouth protection""	1 pz.
LLG09005527	"Secu-Box Mini transparent ""mouth prot/	1 pz.
LLG09005528	"Secu-Box Mini blue ""protective gloves/	1 pz.
LLG09005529	"Secu-Box Mini transparent ""protective/	1 pz.
LLG09005541	"Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""helm	1 pz
LLG09005542	"Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""helm	1 pz
LLG09005543	"Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""hel	1 pz
LLG09005544	"Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""eye	1 pz
LLG09005545	"Secu-Box Maxiblue ""mouth protection""	1 pz
LLG09005546	"Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""helm	1 pz
LLG09005547	"Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""face	1 pz
LLG09005549	"Secu Box Maxi12, 23,6x31,5x20,0cmblue "	1 pz





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

