



## Cajas de almacenamiento de equipos de seguridad SecuBox Mini/Midi/Maxi

### Cajas de almacenamiento de equipos de seguridad SecuBox Mini/Midi/Maxi

Contenedores de almacenamiento ideales para el equipo sanitario y de seguridad industrial en el lugar de trabajo. Etiquetados con el símbolo internacional, cumplen con las normas DIN EN ISO 7010. Fáciles de montar en las paredes o en las superficies de trabajo. Seguridad: El equipo sanitario y de seguridad industrial está disponible dondequiera que se necesite. Limpieza: El equipo sanitario y de seguridad industrial está protegido de la suciedad, el polvo y las salpicaduras.

#### Dimensiones (exteriores / interiores):

Mini: 23,6 x 12,0 x 12,0 cm / 23,0 x 11,2 x 11,2 cm

Midi: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm / 23,0 x 21,8 x 11,8 cm

Maxi: 23,6 x 31,5 x 20,0 cm / 23,0 x 29,9 x 19,2 cm



| Code        | Description                               | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09005500 | "Secu Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmbblue ""e | 1 pz      |
| LLG09005501 | Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmtranspar   | 1 pz      |
| LLG09005502 | "Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmbblue ""e | 1 pz      |
| LLG09005503 | Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmtranspar   | 1 pz      |
| LLG09005504 | "Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmbblue ""e | 1 pz      |
| LLG09005505 | Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmtranspar   | 1 pz      |
| LLG09005506 | "Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmbblue ""m | 1 pz      |
| LLG09005507 | Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmtranspar   | 1 pz      |
| LLG09005508 | "Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmbblue ""p | 1 pz      |
| LLG09005509 | Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmtranspar   | 1 pz      |
| LLG09005511 | "SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmbblue ""pro | 1 pz      |
| LLG09005512 | SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmtransparen   | 1 pz      |
| LLG09005513 | "SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmbblue ""hai | 1 pz      |
| LLG09005514 | SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmtransparen   | 1 pz      |
| LLG09005515 | "SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmbblue ""pro | 1 pz      |
| LLG09005516 | SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmtransparen   | 1 pz      |
| LLG09005517 | Secu box Midi4, 23,6x22,5x12,5cm blue/1   | 1 pz.     |
| LLG09005518 | "SecuBox Mini 23,6x12x12cm blue ""hair /  | 1 pz.     |
| LLG09005519 | Secu Box Mini 23,6x12x12cm transparen/1   | 1 pz.     |
| LLG09005520 | "SECU box mini 23,6x12x12cm blue ""eye /  | 1 pz.     |



| Code        | Description                               | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09005521 | Secu Box Mini, 23,6x12x12 cm transpar/1   | 1 pz.     |
| LLG09005522 | "Secu-Box Mini blue ""ear protection""/1  | 1 pz.     |
| LLG09005523 | "Secu-Box Mini transparent ""ear-protect/ | 1 pz.     |
| LLG09005524 | "Secu-Box Mini blue ""Eye/ear protectio/  | 1 pz.     |
| LLG09005525 | "Secu-Box Mini transparent ""eye/ear pr/  | 1 pz.     |
| LLG09005526 | "Secu-Box Mini blue ""mouth protection""  | 1 pz.     |
| LLG09005527 | "Secu-Box Mini transparent ""mouth prot/  | 1 pz.     |
| LLG09005528 | "Secu-Box Mini blue ""protective gloves/  | 1 pz.     |
| LLG09005529 | "Secu-Box Mini transparent ""protective/  | 1 pz.     |
| LLG09005541 | "Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""helm  | 1 pz      |
| LLG09005542 | "Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""helm  | 1 pz      |
| LLG09005543 | "Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""hel   | 1 pz      |
| LLG09005544 | "Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""eye   | 1 pz      |
| LLG09005545 | "Secu-Box Maxiblue ""mouth protection""   | 1 pz      |
| LLG09005546 | "Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""helm  | 1 pz      |
| LLG09005547 | "Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""face  | 1 pz      |
| LLG09005549 | "Secu Box Maxi12, 23,6x31,5x20,0cmblue "  | 1 pz      |





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

