

**Cajas de almacenamiento de equipos de seguridad SecuBox Mini/Midi/Maxi****Cajas de almacenamiento de equipos de seguridad SecuBox  
Mini/Midi/Maxi**

Contenedores de almacenamiento ideales para el equipo sanitario y de seguridad industrial en el lugar de trabajo. Etiquetados con el símbolo internacional, cumplen con las normas DIN EN ISO 7010. Fáciles de montar en las paredes o en las superficies de trabajo. Seguridad: El equipo sanitario y de seguridad industrial está disponible dondequiera que se necesite. Limpieza: El equipo sanitario y de seguridad industrial está protegido de la suciedad, el polvo y las salpicaduras.

**Dimensiones (exteriores / interiores):**

Mini: 23,6 x 12,0 x 12,0 cm / 23,0 x 11,2 x 11,2 cm

Midi: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm / 23,0 x 21,8 x 11,8 cm

Maxi: 23,6 x 31,5 x 20,0 cm / 23,0 x 29,9 x 19,2 cm



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|------------------------------------------|-----------|
| LLG09005500 | "Secu Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmblue ""e | 1 pz      |
| LLG09005501 | Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmtranspar  | 1 pz      |
| LLG09005502 | "Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmblue ""e | 1 pz      |
| LLG09005503 | Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmtranspar  | 1 pz      |
| LLG09005504 | "Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmblue ""e | 1 pz      |
| LLG09005505 | Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmtranspar  | 1 pz      |
| LLG09005506 | "Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmblue ""m | 1 pz      |
| LLG09005507 | Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmtranspar  | 1 pz      |
| LLG09005508 | "Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmblue ""p | 1 pz      |
| LLG09005509 | Secu-Box Midi, 23,6x22,5x12,5cmtranspar  | 1 pz      |
| LLG09005511 | "SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmblue ""pro | 1 pz      |
| LLG09005512 | SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmtransparen  | 1 pz      |
| LLG09005513 | "SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmblue ""hai | 1 pz      |
| LLG09005514 | SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmtransparen  | 1 pz      |
| LLG09005515 | "SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmblue ""pro | 1 pz      |
| LLG09005516 | SecuBox Midi 23,6x22,5x12,5cmtransparen  | 1 pz      |
| LLG09005517 | Secu box Midi4, 23,6x22,5x12,5cm blue/1  | 1 pz.     |
| LLG09005518 | "SecuBox Mini 23,6x12x12cm blue ""hair / | 1 pz.     |
| LLG09005519 | Secu Box Mini 23,6x12x12cm transparen/1  | 1 pz.     |
| LLG09005520 | "SECU box mini 23,6x12x12cm blue ""eye / | 1 pz.     |



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|------------------------------------------|-----------|
| LLG09005521 | Secu Box Mini, 23,6x12x12 cm transpar/1  | 1 pz.     |
| LLG09005522 | "Secu-Box Mini blue ""ear protection""/1 | 1 pz.     |
| LLG09005523 | "Secu-Box Mini transparent ""ear-protec/ | 1 pz.     |
| LLG09005524 | "Secu-Box Mini blue ""Eye/ear protectio/ | 1 pz.     |
| LLG09005525 | "Secu-Box Mini transparent ""eye/ear pr/ | 1 pz.     |
| LLG09005526 | "Secu-Box Mini blue ""mouth protection"" | 1 pz.     |
| LLG09005527 | "Secu-Box Mini transparent ""mouth prot/ | 1 pz.     |
| LLG09005528 | "Secu-Box Mini blue ""protective gloves/ | 1 pz.     |
| LLG09005529 | "Secu-Box Mini transparent ""protective/ | 1 pz.     |
| LLG09005541 | "Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""helm | 1 pz      |
| LLG09005542 | "Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""helm | 1 pz      |
| LLG09005543 | "Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""hel  | 1 pz      |
| LLG09005544 | "Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""eye  | 1 pz      |
| LLG09005545 | "Secu-Box Maxiblue ""mouth protection""  | 1 pz      |
| LLG09005546 | "Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""helm | 1 pz      |
| LLG09005547 | "Secu Box Maxi 23,6x31,5x20cmblue ""face | 1 pz      |
| LLG09005549 | "Secu Box Maxi12, 23,6x31,5x20,0cmblue " | 1 pz      |





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

