



Soporte para cilindros de gas

Soporte para cilindros de gas

Aluminio, recubierto de polvo. Para sujetar botellas de gas de hasta 230 mm de diámetro en posición vertical. Para bancos y encimeras de hasta 60 mm de espesor. Liberación rápida, cierre de seguridad.



Code	Description	Packaging
LLG07605462	Supporto per bombole gas	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

