



## Soporte para cilindros de gas

### Soporte para cilindros de gas

Aluminio, recubierto de polvo. Para sujetar botellas de gas de hasta 230 mm de diámetro en posición vertical. Para bancos y encimeras de hasta 60 mm de espesor. Liberación rápida, cierre de seguridad.



Code	Description	Packaging
LLG07605462	Supporto per bombole gas	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

