




Probetas graduadas, vidrio de borosilicato 3.3, forma alta, clase A, graduación azul

Isolab

**Probetas graduadas, vidrio de borosilicato 3.3, forma alta, clase A, graduación azul**

- Conformidad certificada con el número de lote
- DIN EN ISO 4788
- Pie hexagonal con pico
- Calibradas para contener (IN)
- Las inscripciones están impresas con esmalte azul
- El certificado de lote se puede descargar desde la página web



Code	Description	Packaging
LLG09274170	Measuring cylinder 5 ml, tall formglass	1 pz.
LLG09274171	Measuring cylinder 10 ml, tall formglas	1 pz.
LLG09274172	Measuring cylinder 25 ml, tall formglas	1 pz.
LLG09274173	Measuring cylinder 50 ml, tall formglas	1 pz.
LLG09274174	Measuring cylinder 100 ml, tall formgla	1 pz.
LLG09274175	Measuring cylinder 250 ml, tall formgla	1 pz.
LLG09274176	Measuring cylinder 500 ml, tall formgla	1 pz.
LLG09274177	Measuring cylinder 1000 ml, tall formgl	1 pz.
LLG09274178	Measuring cylinder 2000 ml, tall formgl	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

