




Probetas graduadas, vidrio de borosilicato 3.3, forma alta, clase A, graduación azul

Isolab

Probetas graduadas, vidrio de borosilicato 3.3, forma alta, clase A, graduación azul

- Conformidad certificada con el número de lote
- DIN EN ISO 4788
- Pie hexagonal con pico
- Calibradas para contener (IN)
- Las inscripciones están impresas con esmalte azul
- El certificado de lote se puede descargar desde la página web



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09274170 | Measuring cylinder 5 ml, tall formglass | 1 pz. |
| LLG09274171 | Measuring cylinder 10 ml, tall formglas | 1 pz. |
| LLG09274172 | Measuring cylinder 25 ml, tall formglas | 1 pz. |
| LLG09274173 | Measuring cylinder 50 ml, tall formglas | 1 pz. |
| LLG09274174 | Measuring cylinder 100 ml, tall formgla | 1 pz. |
| LLG09274175 | Measuring cylinder 250 ml, tall formgla | 1 pz. |
| LLG09274176 | Measuring cylinder 500 ml, tall formgla | 1 pz. |
| LLG09274177 | Measuring cylinder 1000 ml, tall formgl | 1 pz. |
| LLG09274178 | Measuring cylinder 2000 ml, tall formgl | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

