



Termostato refrigerante Variostat[®] para una gran variedad de baños

Huber

Termostato refrigerante Variostat[®] para una gran variedad de baños

Este es único en el mundo. El Variostat puede atemperar recipientes de baño de cualquier dimensión de -30 a 150°C. Su propia construcción le permite una flexibilidad máxima para el usuario. Con la bomba de aspiración y presión regulable a intervalos el VPC se puede adaptar a la circulación de los baños correspondientes de una forma óptima. Además, la bomba de presión puede ser manipulado por medio de un menú para aplicaciones externas y se puede ajustar con un sensor de presión opcional .

Constante de temperatura
según DIN 12876:

0,02 K

Potencia calorífica: 1 KW

Bomba de presión:

Aspiración máxima: 25 l/min / 0,7 bar

18,5 l/min / 0,4 bar



Code	Description	Packaging
LLG09859231	Refrigerated heating circulator bath va	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

