



Termostato refrigerante Variostat<sup>®</sup> para una gran variedad de baños

Huber

### Termostato refrigerante Variostat<sup>®</sup> para una gran variedad de baños

Este es único en el mundo. El Variostat puede atemperar recipientes de baño de cualquier dimensión de -30 a 150°C. Su propia construcción le permite una flexibilidad máxima para el usuario. Con la bomba de aspiración y presión regulable a intervalos el VPC se puede adaptar a la circulación de los baños correspondientes de una forma óptima. Además, la bomba de presión puede ser manipulado por medio de un menú para aplicaciones externas y se puede ajustar con un sensor de presión opcional .

Constante de temperatura

según DIN 12876:

0,02 K

Potencia calorífica: 1 KW

Bomba de presión:

Aspiración máxima: 25 l/min / 0,7 bar

18,5 l/min / 0,4 bar



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09859231 | Refrigerated heating circulator bath va | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

