



### Micropipetas electrónicas monocanal Eppendorf Xplorer<sup>®</sup>, volumen variable

La nueva pipeta electrónica Eppendorf Xplorer<sup>®</sup> establece nuevos estándares en términos de simplicidad, precisión y reproducibilidad.

- Expulsor multifuncional: principio "Up is up and down is down"<sup>™</sup>
- Fácil selección de todas las funciones con una rueda de selección práctica
- Opera en el lenguaje que seleccione
- Pantalla a color claramente ordenada
- No hay submenús
- Función de ayuda
- Un innovador balancín: Cuando la punta es expulsada, el pistón vuelve automáticamente a la posición cero
- Las puntas siempre descansan en la misma posición
- El volumen y la velocidad son ajustables de forma precisa y reproducible
- Ajustables a su entorno de trabajo y a sus necesidades
- Incluye un adaptador de carga de 230V/50Hz. La pipeta puede cargarse directamente con el adaptador de carga. Además, el adaptador de carga también se puede utilizar con el soporte cargador opcional (código 9.283 254) que sujeta la pipeta de forma segura mientras se carga.



Code	Description	Packaging
LLG09283240	Xplorer® 1-channel pipettor0,5 - 10 µl,	1 pz.
LLG09283241	Xplorer® 1-channel pipettor5 - 100 µl,	1 pz.
LLG09283242	Xplorer® 1-channel pipettor15 - 300 µl,	1 pz.
LLG09283243	Xplorer® 1-channel pipettor50 - 1000 µl	1 pz.
LLG09283244	Xplorer® 1-channel pipettor0.25 - 5 ml,	1 pz.
LLG09283245	Xplorer® 1-channel pipettor0.5 - 10 ml,	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

