



Vaso de precipitados Super Duty, DURAN<sup>®</sup>, forma baja

DURAN Group

### Vaso de precipitados Super Duty, DURAN<sup>®</sup>, forma baja

Con divisiones y pico de vertido, con reborde reforzado y estable, estabilidad mecánica elevada. Tipo de vidrio I/vidrio neutro según USP, EP y JP. Con Retrace Code (identificación del lote), certificado via internet. Esterilizable en autoclave.



Code	Description	Packaging
LLG09051150	Super Duty beaker 150 mlDuran®, 60x80 m	1 pz
LLG09051151	Super Duty beaker 250 mlDuran®, 70x95 m	1 pz
LLG09051152	Super Duty Beaker 400 mlDuran®, 80x110	1 pz
LLG09051153	Super Duty beaker 600 ml 1 pz	1 pz
LLG09051154	Super Duty beaker 1000 mlDuran®, 105x14	1 pz
LLG09051155	Super Duty beaker 2000 mlDuran®, 132x18	1 pz
LLG09051156	Super Duty beaker 5000 mlDuran®, 170x27	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

