

**Gafas de protección uvex 9161 y uvex 9161 duo-flex[®]****Uvex****Gafas de protección uvex 9161 y uvex 9161 duo-flex[®]**

- Se pueden llevar sobre cualquier gafa graduada
- Visión lateral sin restricciones gracias a los cristales superpanorámicos con un campo visual de 180°
- Se ajustan perfectamente sin apretar
- Eficaz aireación indirecta gracias a la especial estructura de las patillas, con protección lateral óptima

Modelo 9161 duo-Flex[®]

- La montura se puede ajustar en 4 posiciones para mayor comodidad
- Cristales resistentes a arañazos, uvex supravision sapphire



Code	Description	Packaging
LLG09005107	Safety spectacles, Optidur 2002 UV, tra	1 pz.
LLG09005166	Eyeshield 9161colorless UV 2-1,2	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

