

**Gafas de protección uvex 9161 y uvex 9161 duo-flex<sup>®</sup>****Uvex****Gafas de protección uvex 9161 y uvex 9161 duo-flex<sup>®</sup>**

- Se pueden llevar sobre cualquier gafa graduada
- Visión lateral sin restricciones gracias a los cristales superpanorámicos con un campo visual de 180°
- Se ajustan perfectamente sin apretar
- Eficaz aireación indirecta gracias a la especial estructura de las patillas, con protección lateral óptima

**Modelo 9161 duo-Flex<sup>®</sup>**

- La montura se puede ajustar en 4 posiciones para mayor comodidad
- Cristales resistentes a arañazos, uvex supravision sapphire



Code	Description	Packaging
LLG09005107	Safety spectacles, Optidur 2002 UV, tra	1 pz.
LLG09005166	Eyeshield 9161colorless UV 2-1,2	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

