

**Matraz Erlenmeyer DURAN[®] Super Duty, cuello ancho****DURAN Group****Matraz Erlenmeyer DURAN[®] Super Duty, cuello ancho**

Con graduaciones aproximadas. Borde reforzado y robusto y mayor resistencia mecánica para trabajo pesado. Vidrio tipo I / vidrio neutro según USP, EP y JP. Con código de rastreo (Identificación de lote). Certificado disponible a través de Internet. Autoclavable.



Code	Description	Packaging
LLG09141280	Super Duty Erlenmeyer flask 100 mlDuran	1 pz
LLG09141281	Super Duty Erlenmeyer flask 250 mlDuran	1 pz
LLG09141282	Super Duty Erlenmeyer flask 500 mlDuran	1 pz
LLG09141283	Super Duty Erlenmeyer flask 1000 mlDura	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

