

**Matraz Erlenmeyer DURAN<sup>®</sup> Super Duty, cuello ancho****DURAN Group****Matraz Erlenmeyer DURAN<sup>®</sup> Super Duty, cuello ancho**

Con graduaciones aproximadas. Borde reforzado y robusto y mayor resistencia mecánica para trabajo pesado. Vidrio tipo I / vidrio neutro según USP, EP y JP. Con código de rastreo (Identificación de lote). Certificado disponible a través de Internet. Autoclavable.



Code	Description	Packaging
LLG09141280	Super Duty Erlenmeyer flask 100 mlDuran	1 pz
LLG09141281	Super Duty Erlenmeyer flask 250 mlDuran	1 pz
LLG09141282	Super Duty Erlenmeyer flask 500 mlDuran	1 pz
LLG09141283	Super Duty Erlenmeyer flask 1000 mlDura	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

