



Matraz Erlenmeyer DURAN<sup>®</sup>, Super Duty, cuello estrecho

DURAN Group

**Matraz Erlenmeyer DURAN<sup>®</sup>, Super Duty, cuello estrecho**

Tipo de vidrio I/vidrio neutro según USP, EP y JP. Con divisiones y reborde reforzado, estable, elevada estabilidad mecánica. Con Retrace Code (identificación de lote), certificado via internet. Esterilizable en autoclave.



Code	Description	Packaging
LLG09141270	Super Duty Erlenmeyer flask 25 mlDuran®	1 pz
LLG09141271	Super Duty Erlenmeyer flask 50 mlDuran®	1 pz
LLG09141272	Super Duty Erlenmeyer flask 100 ml 1 pz	1 pz
LLG09141273	Super Duty Erlenmeyer flask 250 mlDuran	1 pz
LLG09141274	Super Duty Erlenmeyer flask 500 mlDuran	1 pz
LLG09141275	Super Duty Erlenmeyer flask 1000 mlDura	1 pz
LLG09141276	Super Duty Erlenmeyer flask 2000 mlDura	1 pz
LLG09141277	Super Duty Erlenmeyer flask 5000 mlDura	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

