



Matraz Erlenmeyer DURAN[®], Super Duty, cuello estrecho

DURAN Group

Matraz Erlenmeyer DURAN[®], Super Duty, cuello estrecho

Tipo de vidrio I/vidrio neutro según USP, EP y JP. Con divisiones y reborde reforzado, estable, elevada estabilidad mecánica. Con Retrace Code (identificación de lote), certificado via internet. Esterilizable en autoclave.



Code	Description	Packaging
LLG09141270	Super Duty Erlenmeyer flask 25 mlDuran®	1 pz
LLG09141271	Super Duty Erlenmeyer flask 50 mlDuran®	1 pz
LLG09141272	Super Duty Erlenmeyer flask 100 ml 1 pz	1 pz
LLG09141273	Super Duty Erlenmeyer flask 250 mlDuran	1 pz
LLG09141274	Super Duty Erlenmeyer flask 500 mlDuran	1 pz
LLG09141275	Super Duty Erlenmeyer flask 1000 mlDura	1 pz
LLG09141276	Super Duty Erlenmeyer flask 2000 mlDura	1 pz
LLG09141277	Super Duty Erlenmeyer flask 5000 mlDura	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

