

**Registrador de datos de temperatura y humedad LOG110**

Dostmann electronic

**Registrador de datos de temperatura y humedad LOG110**

Pantalla grande para el valor real, pantalla de estado de la batería, software fácil de usar. Instrumento de diseño perfecto para el transporte o el almacenamiento después del HACCP.

- Vigilancia de la calidad en los laboratorios, en la producción o en el almacenamiento.
- Condiciones ambientales en las instalaciones de fabricación
- Condiciones ambientales en las centrales eléctricas
- Supervisión de los frigoríficos para la industria farmacéutica
- Memoria para 60000 conjuntos de datos

**Pedir el software con el cable USB por separado (9.726 413).**

**Especificaciones****Temperatura**

Rango de medición int.:

Rango de medición ext.: -30 ... 70 °C

-50 ... 125 °C

Precisión: 0,1 °C

Exactitud ( $\pm 1$  dígito): Int.:  $\pm 0,5$  °C (-10 ... 40 °C), de lo contrario  $\pm 0,7$  °C

Ext.:  $\pm 0,5$  °C (0 ... 40 °C), de lo contrario  $\pm 0,7$  °C

**Humedad**

Rango de medición: 0 ... 99 % HR

Resolución: 0,1 % HR

Precisión:  $\pm 3$  % HR

Carcasa: Plástico (ABS)

Fuente de alimentación: 1 x CR2032 3 V

Dimensiones: 88 x 55 x 20 mm

Peso: 95 g (incl. envase)

Función de alarma: Alarma para valores de humedad y/o temperatura por encima o por debajo

Recordatorio de calibración



Code	Description	Packaging
LLG09726412	Data logger LOG110humidity and temperat	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

