



Pipeta graduada, vidrio templado, clase AS, graduación marrón, tipo 1

Hirschmann Laborgeräte GmbH

**Pipeta graduada, vidrio templado, clase AS, graduación marrón, tipo 1**

Calibrada para EX. Graduación duradera con tinta plateada de difusión, conformidad certificada, con identificación fechada del lote. Graduación del anillo del punto principal, no graduada a la punta (entrega parcial). Con tapón de algodón estándar a partir de 5 ml, punto cero en la parte superior, tipo 3, DIN EN ISO 835. Los certificados de lote adicionales pueden generarse e imprimirse en cualquier momento de forma gratuita en el sitio web del fabricante.



Code	Description	Packaging
LLG06304383	Measuring pipette, AR-GLAS, class AS, 2	1 pz
LLG06900231	Measuring pipette, AR-GLAS, class AS, 2	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

