


**Asas de siembra LLG, PS, estériles****LLG Labware****Asas de siembra LLG, PS, estériles**

Fabricadas en poliestireno flexible. Con bucles ultra lisos para una plantación sin problemas y la formación de estrías en los cultivos. Libres de lubricantes, aceites y cargas electrostáticas, lo que permite una transferencia de líquidos consistente y completa. Diseño ergonómico de los lazos para un agarre óptimo y una fácil orientación de la cabeza del lazo. La forma de la punta de la aguja es perfecta para la selección de colonias aisladas individuales y es adecuada para la realización de inoculaciones a punzadas en agar inclinado o en tubos de medio de cultivo sólido.

Paquete: 10 bolsas de 10 piezas



Code	Description	Packaging
LLG09160041	LLG-Inoculation loop, PS, sterileone/10	100 pz
LLG09160042	LLG-Inoculation loop, PS, sterileone/10	100 pz
LLG09160043	LLG-Inoculation loop, PS, sterileone/10	100 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

