



Cámaras tablet Moticom BTU10 / BTW

Cámaras tablet Moticom BTU10 / BTW

Las cámaras tablet de montaje en C acoplables BTU10 con tablet LCD de 10,1" y BTW muestran una flexibilidad ampliada para la microscopía digital en la educación, el laboratorio y la industria. El sistema operativo Android y la aplicación MotiConnect App incluida permiten a los usuarios ver, editar y capturar la imagen en vivo con un solo clic. Características como medir, calibrar, anotar y generar informes completan la aplicación Moticonnect App. El soporte es adecuado para tabletas de 7" a 10".

Material de suministro: cámara, tablet, MicroSD 16 Gb, cable HDMI, cable USB, Motic Images Plus 3.0 para Windows/OSX/Linux, ciapositiva de calibración de 4 puntos Motic, fuente de alimentación.

Especificaciones

Cámara

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 5 MP

Resolución de captura: 1/2,5"

Resolución en vivo

a través de RJ-45:

a través de HDMI:

1280 x 800 Pixel

720 Pixel (HD)

Transferencia de datos: USB

Montaje de la lente:

Fuente de alimentación: Montaje en C

5 V (Fuente de alimentación externa)

Tablet

Pantalla: 10,1" (IPS)

Resolución: 1280 x 800 (16:10), pantalla táctil capacitiva

Objetivo macro enfocable: 12 mm

Puertos: Micro SD/MMC/TF (hasta 32 GB), 3,5 mm Audio, salida Mini HDMI

Sistema operativo: Android 5.1

Software: MotiConnect App (preinstalado)

Batería:

Fuente de alimentación: 3,7 V / 6000 mAh recargable

100 ... 240 V, 50/60 Hz





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

