


**Placas Deep well LLG, 384 pocillos, PP****LLG Labware****Placas Deep well LLG, 384 pocillos, PP**

- Producidas en un ambiente de sala limpia
- Libres de RNasa, DNasa, ADN humano y pirógenos
- Polipropileno virgen
- Selección de tipos de pocillos
- 384 pocillos cuadrados
- Fondo de pocillo piramidal para una recuperación óptima de la muestra
- Bordes elevados para un sellado óptimo y un menor riesgo de contaminación cruzada
- Rebordes elevados en las esquinas para proteger los bordes de las juntas
- Resistentes a los productos químicos (p.ej. contra DMSO, Fenol, Cloroformo)
- Autoclavables (121 °C)
- Polipropileno virgen, certificados libres de RNasa, DNasa y endotoxinas





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

