

**Gradilla para tubos pop-up , plegable, PP**

Heathrow Scientific

Gradilla para tubos pop-up™ , plegable, PP

Construcción robusta en polipropileno. Simple, fácil de abrir y cerrar. Aplanar para un almacenamiento compacto. Se despliega para uso instantáneo. Expandir y plegar cuando se necesiten gradillas. La rejilla impresa ayuda a una recuperación rápida. Apile las gradillas en posición abierta o cerrada. Ahorra espacio cuando las gradillas no están en uso. No se recomienda para la esterilización por vapor. Dimensiones (L x An x Alt): 255 mm x 137 mm x 72 mm cuando se expande, 21 mm de alto cuando se pliega.



Code	Description	Packaging
LLG06254577	Pop-Up Rackfor 15ml tubespurple, pack/2	2 pz.
LLG06254578	Pop-Up Rackfor 50ml tubesgreen, pack /2	2 pz.
LLG09193997	Pop-Up Rack, foldablefor 21x15ml/12x5/2	2 pz.
LLG09193998	Tube rack Pop-Up Rack, foldablefor 21/2	2 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

