

**Tapón de rosca, GL 45, con 2 olivas, PP****DURAN Group****Tapón de rosca, GL 45, con 2 olivas, PP**

El núcleo se mueve libremente y permite que el recipiente se cambie sin torcer la tubería firmemente unida.

- Para uso con tubos elásticos y blandos de 6 - 9 mm de diámetro interno (Viton®, Tygon®, silicona)
- Dos conexiones de polipropileno, curvadas, de manguera en la parte superior y rectas en la parte inferior
- Autoclavable
- Resistente a temperaturas de hasta +140 °C
- A prueba de lavavajillas
- Parte superior del filtro opcional para compensación de presión estéril disponible



Code	Description	Packaging
LLG06240019	Screw-cap GL 45, PPwith 2 olives, 6-9 m	1 pz
LLG09071692	Filter top partfor pressure equalizatio	1 pz
LLG09140109	Screw-caps GL 45, PPwith 2 olives, 6-/2	2 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

