

**Micropistilos LLG, acero inoxidable****LLG Labware****Micropistilos LLG, acero inoxidable**

Micropistilos de acero inoxidable pulido. Ajustados con precisión para Safe-Lock Tubes™ de Eppendorf, fabricados en secciones de mango liso de una sola pieza, pueden desinfectarse fácilmente. Mínimo desplazamiento del homogeneizado debido al pistón cónico.

Para tubos de reacción:

Para homogeneizar células, tejidos o muestras de alimento / pienso.

-Para tubos con 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, 13,0 ml

-Pueden enfriarse a -196°C

-Esterilizables en autoclave o por calor seco a +200°C

-Adecuados para aplicaciones PCR

-Alternativa a los pistilos de plástico desechables

-Perfectamente ajustados a los tubos Safe-Lock de Eppendorf



Code	Description	Packaging
LLG09314500	LLG-micro-pestlestainless steel, for 0,	1 pz
LLG09314501	LLG-micro-pestlestainless steel, for 1,	1 pz
LLG09314502	LLG-micro-pestlestainless steel, for 2,	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

