

**Micropistilos LLG, acero inoxidable****LLG Labware****Micropistilos LLG, acero inoxidable**

Micropistilos de acero inoxidable pulido. Ajustados con precisión para Safe-Lock Tubes™ de Eppendorf, fabricados en secciones de mango liso de una sola pieza, pueden desinfectarse fácilmente. Mínimo desplazamiento del homogeneizado debido al pistón cónico.

**Para tubos de reacción:**

Para homogeneizar células, tejidos o muestras de alimento / pienso.

- Para tubos con 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, 13,0 ml
- Pueden enfriarse a -196°C
- Esterilizables en autoclave o por calor seco a +200°C
- Adecuados para aplicaciones PCR
- Alternativa a los pistilos de plástico desechables
- Perfectamente ajustados a los tubos Safe-Lock de Eppendorf



Code	Description	Packaging
LLG09314500	LLG-micro-pestlestainless steel, for 0,	1 pz
LLG09314501	LLG-micro-pestlestainless steel, for 1,	1 pz
LLG09314502	LLG-micro-pestlestainless steel, for 2,	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

