



Termo-Higrómetro testo 622

Testo

Termo-Higrómetro testo 622

- Medición precisa de temperatura, humedad y presión
- Todos los valores importantes directamente a simple vista: valores medibles actuales así como fecha y hora
- Calibración y ajuste del aparato medidor con ayuda de un software de ajuste y de calibración opcional
- Pantalla grande, legible de forma óptima
- Función de calibración ajustable

Especificaciones

Parámetros: Temperatura: °C, °F

Humedad: %hr, td, wb

Presión absoluta: hPa, mbar, kPa, en Hg, en H₂O, psi

Campo de medición: Temperatura: -10 hasta 60°C

Humedad: 0 hasta 100% hr

Presión absoluta: 300 hasta 1200 hPa

Resolución: Temperatura: 0,1°C

Humedad: 0,1% hr

Presión absoluta: 0,1 hPa

Exactitud ± 1 dígito: Temperatura: ± 0,4°C

Humedad: ± 2% hr a 25°C (10 hasta 90%), ±3% hr

Presión absoluta: ±3 hPa

Tiempo ± 3 minutos/año

Pantalla: LCD

Margen de medición: 10 segundos

Función de alarma: Alarma LED para valores de humedad y/o temperatura por encima o por debajo

Función de calibración

Temperatura de almacenamiento: -20 hasta 60°C

Temperatura de funcionamiento: -10 hasta 60°C

Fuente de alimentación: Baterías : 4 x AA

Duración de las baterías: 12 meses

Dimensiones (Alt x An x L): 185 x 105 x 36 mm

Peso: 240g (sin baterías)



Code	Description	Packaging
LLG09718667	Humidity/Temperature measuring unittest	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

