



## Termo-Higrómetro testo 622

## Testo

### Termo-Higrómetro testo 622

- Medición precisa de temperatura, humedad y presión
- Todos los valores importantes directamente a simple vista: valores medibles actuales así como fecha y hora
- Calibración y ajuste del aparato medidor con ayuda de un software de ajuste y de calibración opcional
- Pantalla grande, legible de forma óptima
- Función de calibración ajustable

### Especificaciones

**Parámetros:** Temperatura: °C, °F

**Humedad:** %hr, td, wb

**Presión absoluta:** hPa, mbar, kPa, en Hg, en H<sub>2</sub>O, psi

**Campo de medición:** Temperatura: -10 hasta 60°C

**Humedad:** 0 hasta 100% hr

**Presión absoluta:** 300 hasta 1200 hPa

**Resolución:** Temperatura: 0,1°C

**Humedad:** 0,1% hr

**Presión absoluta:** 0,1 hPa

**Exactitud ± 1 dígito:** Temperatura: ± 0,4°C

**Humedad:** ± 2% hr a 25°C (10 hasta 90%), ±3% hr

**Presión absoluta:** ±3 hPa

**Tiempo** ± 3 minutos/año

**Pantalla:** LCD

**Margen de medición:** 10 segundos

**Función de alarma:** Alarma LED para valores de humedad y/o temperatura por encima o por debajo

**Función de calibración**

**Temperatura de almacenamiento:** -20 hasta 60°C

**Temperatura de funcionamiento:** -10 hasta 60°C

**Fuente de alimentación:** Baterías : 4 x AA

**Duración de las baterías:** 12 meses

**Dimensiones (Alt x An x L):** 185 x 105 x 36 mm

**Peso:** 240g (sin baterías)



Code	Description	Packaging
LLG09718667	Humidity/Temperature measuring unittest	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

