


**Termo-Higrómetro Testo 623****Testo****Termo-Higrómetro Testo 623**

- El histograma muestra los valores de humedad y temperatura de los días pasados y hace una revisión de hasta 12 semanas
- Todos los valores importantes directamente en una imagen: valores de humedad y temperatura actuales así como fecha y hora
- Gran pantalla legible de forma óptima

Especificaciones**Parámetros de medición: Temperatura: °C, °F****Humedad: % hr, td, wb****Margen de medición: Temperatura: -10 hasta 60°C****Humedad: 0 hasta 100% hr****Resolución: Temperatura: 0,1°C****Humedad: 0,1% hr****Exactitud ± 1 dígito: ±0,4°C****±2% hr a 25°C (10 hasta 90%), ±3% hr zona residual****Tiempo ± 3 minutos/año****Pantalla: LCD****Margen de medición: 20 segundos****Función de alarma: Alarma LED para valores de humedad / temperatura en exceso o en defecto****Función de calibración****Temperatura de almacenamiento: -20 hasta 60°C****Temperatura de funcionamiento: -10 hasta 60°C****Fuente de alimentación: Baterías: 4 x AA****Duración de la batería: 12 meses****Dimensiones (Alt x An x L) 185 x 105 x 36 mm****Peso: 240 g (sin baterías)**

Code	Description	Packaging
LLG09718668	Humidity-/Temperature measuring unittes	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

