

**Termo-Higrómetro Testo 623****Testo****Termo-Higrómetro Testo 623**

- El histograma muestra los valores de humedad y temperatura de los días pasados y hace una revisión de hasta 12 semanas
- Todos los valores importantes directamente en una imagen: valores de humedad y temperatura actuales así como fecha y hora
- Gran pantalla legible de forma óptima

Especificaciones

- Parámetros de medición:** Temperatura: °C, °F
- Humedad:** % hr, td, wb
- Margen de medición:** Temperatura: -10 hasta 60°C
- Humedad:** 0 hasta 100% hr
- Resolución:** Temperatura: 0,1°C
- Humedad:** 0,1% hr
- Exactitud ± 1 dígito:** $\pm 0,4^\circ\text{C}$
- $\pm 2\%$ hr a 25°C (10 hasta 90%), $\pm 3\%$ hr zona residual
- Tiempo ± 3 minutos/año**
- Pantalla:** LCD
- Margen de medición:** 20 segundos
- Función de alarma:** Alarma LED para valores de humedad / temperatura en exceso o en defecto
- Función de calibración**
- Temperatura de almacenamiento:** -20 hasta 60°C
- Temperatura de funcionamiento:** -10 hasta 60°C
- Fuente de alimentación:** Baterías: 4 x AA
- Duración de la batería:** 12 meses
- Dimensiones (Alt x An x L)** 185 x 105 x 36 mm
- Peso:** 240 g (sin baterías)



Code	Description	Packaging
LLG09718668	Humidity-/Temperature measuring unittes	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

