

**Bombas para barril AccuOne y EnergyOne****Bürkle****Bombas para barril AccuOne y EnergyOne**

Las bombas están equipadas con dos sistemas de alimentación diferentes: AccuOne, impulsada por una batería recargable de alto rendimiento, o EnergyOne, con un cable de alimentación para la conexión directa a la red eléctrica. Una nueva e innovadora característica: Las fuentes de alimentación son intercambiables! La batería recargable o la fuente de alimentación están equipadas con un cierre de clip y son extraíbles. Se pueden cambiar rápida y fácilmente. Así, AccuOne también puede funcionar con la unidad de cable de alimentación y EnergyOne puede funcionar con la batería recargable. El accionamiento también puede desconectarse rápida y fácilmente de la estación de bombeo con un cierre de clip. Esto permite utilizar un accionamiento para el llenado en varias estaciones de bombeo estacionarias. AccuOne y EnergyOne están diseñados para aplicaciones en las que se pueden añadir incluso cantidades muy pequeñas de líquido a recipientes pequeños con aberturas estrechas. El TouchPanel está sellado contra el polvo, la suciedad y el agua. Mediante un teclado de lámina puede utilizarse para regular el caudal de forma continua y precisa desde 0,4 l/min hasta 12 l/min. Las ligeras y potentes bombas están hechas de materiales de alta calidad, PP, PTFE y Hastelloy C, para asegurar una excelente resistencia química. Tenga en cuenta la información detallada relacionada con la resistencia química!

AccuOne | EnergyOne**Capacidad de bombeo máxima:****Peso: 12 l/min****750 g | 580 g****Conexión de descarga: 3/4"****Eje:****Estación de bombeo, Juntas: Hastelloy C****PP, PTFE****Fuente de alimentación: Batería Li-Ion (hasta 600l) | 230V incl. adaptador de corriente internacional**

Code	Description	Packaging
LLG09001420	Barrel pump AccuOnewith rechargeable ac	1 pz.
LLG09001421	Barrel pump AccuOnewith rechargeable ac	1 pz.
LLG09001422	Barrel pump AccuOnewith rechargeable ac	1 pz.
LLG09001423	Barrel pump EnergyOnewith power supply	1 pz.
LLG09001424	Barrel pump EnergyOnewith power supply	1 pz.
LLG09001425	Barrel pump EnergyOnewith power supply u	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

