

**Bombas para barril AccuOne y EnergyOne****Bürkle****Bombas para barril AccuOne y EnergyOne**

Las bombas están equipadas con dos sistemas de alimentación diferentes: AccuOne, impulsada por una batería recargable de alto rendimiento, o EnergyOne, con un cable de alimentación para la conexión directa a la red eléctrica. Una nueva e innovadora característica: Las fuentes de alimentación son intercambiables! La batería recargable o la fuente de alimentación están equipadas con un cierre de clip y son extraíbles. Se pueden cambiar rápida y fácilmente. Así, AccuOne también puede funcionar con la unidad de cable de alimentación y EnergyOne puede funcionar con la batería recargable. El accionamiento también puede desconectarse rápida y fácilmente de la estación de bombeo con un cierre de clip. Esto permite utilizar un accionamiento para el llenado en varias estaciones de bombeo estacionarias. AccuOne y EnergyOne están diseñados para aplicaciones en las que se pueden añadir incluso cantidades muy pequeñas de líquido a recipientes pequeños con aberturas estrechas. El TouchPanel está sellado contra el polvo, la suciedad y el agua. Mediante un teclado de lámina puede utilizarse para regular el caudal de forma continua y precisa desde 0,4 l/min hasta 12 l/min. Las ligeras y potentes bombas están hechas de materiales de alta calidad, PP, PTFE y Hastelloy C, para asegurar una excelente resistencia química. Tenga en cuenta la información detallada relacionada con la resistencia química!

**AccuOne | EnergyOne****Capacidad de bombeo máxima:****Peso: 12 l/min****750 g | 580 g****Conexión de descarga: 3/4"****Eje:****Estación de bombeo, Juntas: Hastelloy C****PP, PTFE****Fuente de alimentación: Batería Li-Ion (hasta 600l) | 230V incl. adaptador de corriente internacional**

| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|------------------------------------------|-----------|
| LLG09001420 | Barrel pump AccuOnewith rechargeable ac  | 1 pz.     |
| LLG09001421 | Barrel pump AccuOnewith rechargeable ac  | 1 pz.     |
| LLG09001422 | Barrel pump AccuOnewith rechargeable ac  | 1 pz.     |
| LLG09001423 | Barrel pump EnergyOnewith power supply   | 1 pz.     |
| LLG09001424 | Barrel pump EnergyOnewith power supply   | 1 pz.     |
| LLG09001425 | Barrel pump EnergyOnewith power supply u | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

