

**Micropipetas de alta definición Acura[®] manual XS****Socorex****Micropipetas de alta definición Acura[®] manual XS**

La línea Acura[®] manual XS fue diseñada pensando en los científicos de investigación. Más cortos, más suaves y más ligeros, los ocho modelos ofrecen características claves que buscan la excelencia en el pipeteado.

Características:

- Forma ergonómica y relación de tamaño excelentes
- Eje corto y delgado que se adapta a microtubos más pequeños
- Peso reducido, más ligera que las principales marcas
- Nueva junta de hermeticidad para una activación suave
- Eyector de puntas de pipeta ajustable (Justip[™])
- Integra sistema de calibración
- Autoclavable totalmente sin necesidad de desmontar
- Mecanismo por clics de bloqueo automático para un ajuste del volumen preciso y seguro.
- Tapón con código de colores de rotación libre, independiente del ajuste de volumen.
- Botón grande y suavemente acolchado de expulsión de punta, posición cómoda del pulgar.
- Apoyo ergonómico para el dedo, acorde con la comodidad general de la mano
- Marca CE según las directivas IVD 98/79 EEC.
- Peso: 83 - 88 g
- La reducción de la longitud del eje mejora la manejabilidad
- Material robusto, larga vida útil



Code	Description	Packaging
LLG09411640	Acura® manual 826 XS, micro pipette0,1	1 pz.
LLG09411641	Acura® manual 826 XS, micro pipette0,5	1 pz.
LLG09411642	Acura® manual 826 XS, micro pipette1 -	1 pz.
LLG09411643	Acura® manual 826 XS, micro pipette2 -	1 pz.
LLG09411644	Acura® manual 826 XS, micro pipette5 -	1 pz.
LLG09411645	Acura® manual 826 XS, microe pipette10	1 pz.
LLG09411646	Acura® manual 826 XS, micro pipette20 -	1 pz.
LLG09411647	Acura® manual 826 XS, micro pipette100	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

