

**Embudos LLG, PP****LLG Labware****Embudos LLG, PP**

Hechos de polipropileno transparente. Ideales para el fácil llenado de botellas de laboratorio y la filtración de líquidos.

- Buena resistencia a la temperatura y a los productos químicos
- Se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C y 1,1 bar durante 30 minutos.



Code	Description	Packaging
LLG09251185	LLG-Laboratory funnel Ø 40 mmPP, pac/10	10 pz
LLG09251186	LLG-Laboratory funnel Ø 60 mmPP, pac/10	10 pz
LLG09251187	LLG-Laboratory funnel Ø 80 mmPP, pac/10	10 pz
LLG09251188	LLG-Laboratory funnel Ø 100 mmPP, pa/10	10 pz
LLG09251189	LLG-Laboratory funnel Ø 120 mmPP, pa/10	10 pz
LLG09251190	LLG-Laboratory funnel Ø 150 mmPP, pa/10	10 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

