



Soporte para agujas de disección

Hammacher

Soporte para agujas de disección

Wironit CrNi 18/12. Para agujas de disección de hasta un diámetro máximo de 1,0 mm



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09160020 | Dissecting needle holders,Kolle | 1 pz. |
| LLG09160022 | Dissecting needle holders,Aluminium/pla | 1 pz. |
| LLG09160025 | Dissecting needle holders,Aluminium han | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

